

DiGOLD LASERSCHWEISSDRÄHTE

Keine Kompromisse in der Qualität. Passend zu unseren DiGOLD Dentallegierungen bieten wir Ihnen passende Laserschweißdrähte an, die in der Zusammensetzung 1:1 mit der Legierung übereinstimmen. DiGOLD Laserschweißdrähte werden in Packungen á 10 Stangen geliefert und mit einem Aufschlag von 1,50 €/g auf den aktuellen Legierungspreis berechnet.

Legierung	Laserschweißdraht	Durchmesser	Länge	Artikelnummer
DiGOLD BioATI	L-Bio ATi	0,40mm	180mm	25 001
DiGOLD BioAG	L-Bio AG	0,40mm	180mm	25 002
DiGOLD AP5	L-AP5	0,40mm	180mm	25 017
DiGOLD AP6	L-AP6	0,40mm	180mm	25 003
DiGOLD ADK	L-ADK	0,40mm	180mm	25 018
DiGOLD AB76H	L-AB76H	0,40mm	180mm	25 016
DiGOLD PGA6	L-PGA6	0,90mm	180mm	25 004
DiGOLD PAS1	L-PAS1	0,70mm	180mm	25 005
DiGOLD PAS2	L-PAS2	0,90mm	180mm	25 006
DiGOLD Norm	L-Norm	0,40mm	180mm	25 007
DiGOLD Norm UR	L-Norm UR	0,40mm	180mm	25 008
DiGOLD Norm URA	L-Norm URA	0,90mm	180mm	25 009
DiGOLD Norm KF	L-Norm KF	0,40mm	180mm	25 019
DiGOLD Norm P	L-Norm P	0,40mm	180mm	25 020
DiGOLD GP2	L-GP2	0,40mm	180mm	25 010
DiGOLD GPG	L-GPG	0,40mm	180mm	25 011
DiGOLD BioBP	L-BioBP	0,40mm	180mm	25 012
DiGOLD T	L-T	0,40mm	180mm	25 013
DiGOLD NT	L-NT	0,40mm	180mm	25 021
DiGOLD PKF Plus	L-PKFP	0,90mm	180mm	25 022
DiGOLD M0	Nicht lieferbar			
DiGOLD GRKF	L-GRKF	0,40mm	180mm	25 014
NETTOGOLD G1	L-G1	0,40mm	180mm	25 050
NETTOGOLD G2	Nicht lieferbar			
NETTOGOLD W1	L-W1	0,90mm	180mm	25 051
NETTOGOLD W2	L-W2	0,70mm	180mm	25 052

CE0197

Unsere Dentallegierungen, Dentallote und Laserdrähte sind deutsche Qualitätsprodukte - sicher in der Verarbeitung und Anwendung. Dentallegierungen und Laserdrähte von DENTAL*impulse* sind frei von Nickel, Blei, Cadmium und Beryllium. Tests bei unabhängigen, akkreditierten Prüfinstituten belegen, dass die Dentallegierungen keine cytotoxischen Effekte haben. Es werden weder Irritationen der Haut ausgelöst, noch wird eine allergische Sensibilisierung verursacht; die Dentallegierungen und Laserdrähte der DENTAL*impulse* sind körperverträglich und sicher. Unsere Dentallegierungen und Laserdrähte erfüllen die Anforderungen aus dem Medizinproduktegesetz und aus der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Die Erfüllung dieser Anforderungen wurde von einer unabhängigen, benannten Stelle überprüft, bestätigt und unterliegen der regelmäßigen Überwachung. Unsere Materialien wurden in unabhängigen Prüflaboratorien umfangreichen, dentalmedizinischen Untersuchungen unterzogen, in denen die Biokompatibilität (Körperverträglichkeit) bestätigt wurde. Aufgrund der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sind wir berechtigt, die CE-Kennzeichnung für unsere Dentallegierungen und Laserdrähte zu verwenden.

Die aktuellen Laserdrahtpreise finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.dentalimpulse.de.

Bestell- und Servicehotline 040 25 77 67 570

Revisionsstand: 2011 // 1