

# rund um gut |

Dentalprodukte der DENTALimpulse GmbH

Dentalprodukte der DENTALimpulse GmbH zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass Sie von Praktikern für die Praxis entwickelt wurden, dem Anwender einen klaren Vorteil bieten und eine ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis haben. Spezialitäten aus der Praxis für die Praxis mit einem sehr guten Ruf und besten Handlungseigenschaften. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie uns!

## **SPEEDIPOL Nr.1 // Universal Hochglanz-Polierpaste**

Für alle Bereich der Zahntechnik (EM, NE, Titan, Keramik und Kunststoff)

SPEEDIPOL Nr.1 ist eine weiße Universal-Hochglanz-Polierpaste für alle Bereiche der Zahntechnik und Zahnmedizin. Sie eignet sich optimal für die Bearbeitung von Edel- und Nichtedelmetall, Edelstahl, Titan, Keramik und Kunststoff. SPEEDIPOL Nr. 1 ist ein Klassiker unter den dentalen Polierpasten und hat sich seit Jahren bewährt. Sie erreichen mit SPEEDIPOL Nr.1 schnell und zuverlässig eine hervorragende Oberflächenqualität bei einem geringem Auftrag. SPEEDIPOL wird als weißer Riegel (ca. 300g) geliefert und zeichnet sich neben den hervorragenden



SPEEDIPOL NR. 1 Riegel a ca. 300g

Packung á 1 Stück 10,50 €\*

SPEEDIPOL NR. 1 Riegel a ca. 300g

Packung á 3 Stück 27,00 €\* (= per Stück 9,00€\*)

SPEEDIPOL NR. 1 Riegel a ca. 300g

Packung á 6 Stück 51,00€\* (= per Stück 8,50€\*)

## **DiMYT // Faserverstärkte Trennscheiben**

Für die Bearbeitung von Edelmetalllegierungen, NEM-Legierungen und Keramiken



DiMYT-Trennscheiben haben sich bei den Anwendern einen besonders guten Ruf erworben und zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung, gute Standzeiten, hohe Biegefestigkeit und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Berufserfahrung in Verbindung mit modernsten technischen Verfahren und die Verwendung von hochwertigen Materialien, ermöglichen die Herstellung erstklassiger Erzeugnisse für den Dentalmarkt. Anwendung finden die DiMYT-Trennscheiben in der Bearbeitung von Edelmetalllegierungen, NEM-Legierungen und dentalen Keramiken.

	Vollkeramik	Keramik	Edelmetall	NEM
DiMYT 20/02	X	X		
DiMYT 20/03	X	X		
DiMYT 22/02			X	X
DiMYT 22/03			X	X
DiMYT 22/05			X	X
DiMYT 26/03				X
DiMYT 26/05				X
DiMYT 40/05				X
DiMYT 40/07				X
DiMYT 40/-1				X

Weitere Infos und Preise siehe Rückseite.

Überzeugen Sie sich selbst von den hervorragenden Handlungseigenschaften

Bestellhotline **040 25 77 67 570**










**DENTALimpulse**

BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

# DiMYT // Faserverstärkte Trennscheiben

Für die Bearbeitung von Edelmetalllegierungen, NEM-Legierungen und Keramiken

PREISLISTE NR. 01/2011, gültig ab 01.01.2011

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Abnahme 10 Stück	Abnahme 25 Stück	Abnahme 50 Stück	Abnahme 100 Stück
 54MYT2002	Keramik-Trennscheibe 20/02 Ultradünne, verstärkte Trennscheiben mit Diamantbelag zum Schneiden und Beschleifen von Keramik. Durchmesser 20 mm, Stärke 0,2 mm, max. Drehzahl: 50.000 U/min.	3,10 € Stk.	2,80 € Stk.	2,60 € Stk.	2,50 € Stk.
 54MYT2003	Keramik-Trennscheibe 20/03 Ultradünne, verstärkte Trennscheiben mit Diamantbelag zum Schneiden und Beschleifen von Keramik. Durchmesser 20 mm, Stärke 0,3 mm, max. Drehzahl: 50.000 U/min.	3,00 € Stk.	2,70 € Stk.	2,50 € Stk.	2,40 € Stk.
 54MYT2202	Trennscheibe 22/02 Ultradünne, verstärkte Trennscheiben zum Schneiden und Beschleifen von Edelmetall- und NEM- Legierungen. Durchmesser 22 mm, Stärke 0,2 mm, max. Drehzahl: 50.000 U/min.	1,50 € Stk.	1,30 € Stk.	1,10 € Stk.	1,00 € Stk.
 54MYT2203	Trennscheibe 22/03 Ultradünne, verstärkte Trennscheiben zum Schneiden und Beschleifen von Edelmetall- und NEM- Legierungen. Durchmesser 22 mm, Stärke 0,2 mm, max. Drehzahl: 50.000 U/min..	1,20 € Stk.	1,05 € Stk.	0,95 € Stk.	0,80 € Stk.
 54MYT2205	Trennscheibe 22/05 Dünne, verstärkte Trennscheiben zum Schneiden und Beschleifen von Edelmetall- und NEM-Legierungen. Durchmesser 22 mm, Stärke 0,5 mm, max. Drehzahl: 50.000 U/min.	1,20 € Stk.	1,05 € Stk.	0,95 € Stk.	0,80 € Stk.
 54MYT2603	Trennscheibe 26/03 Dünne, verstärkte Trennscheiben zum Schneiden von NEM-Legierungen. Durchmesser 26 mm, Stärke 0,3 mm an Mikromotor montiert, max. Drehzahl: 50.000 U/min.	3,00 € Stk.	2,80 € Stk.	2,60 € Stk.	2,50 € Stk.
 54MYT2605	Trennscheibe 26/05 Dünne, verstärkte Trennscheiben zum Schneiden von NEM-Legierungen. Durchmesser 26 mm, Stärke 0,5 mm an Mikromotor montiert, max. Drehzahl: 50.000 U/min.	3,00 € Stk.	2,80 € Stk.	2,60 € Stk.	2,50 € Stk.
 54MYT4005	Trennscheibe 40/05 Verstärkte Trennscheiben zum Schneiden und Beschleifen von NEM-Legierungen. Durchmesser 40 mm, Stärke 0,5 mm, max. Drehzahl: 38.200 U/min.	2,10€ Stk.	1,80 € Stk.	1,60 € Stk.	1,50 € Stk.
 54MYT4007	Trennscheibe 40/07 Verstärkte Trennscheiben zum Schneiden und Beschleifen von NEM-Legierungen. Durchmesser 40 mm, Stärke 0,7 mm, max. Drehzahl: 38.200 U/min.	2,10€ Stk.	1,80 € Stk.	1,60 € Stk.	1,50 € Stk.
 54MYT40-1	Trennscheibe 40/-1 Verstärkte Trennscheiben zum Schneiden und Beschleifen von NEM-Legierungen. Durchmesser 40 mm, Stärke 1 mm, max. Drehzahl: 38.200 U/min.	2,10€ Stk.	1,80 € Stk.	1,60 € Stk.	1,50 € Stk.
54MYTM8	Mandrell NR. MYT8 Zum Verwenden der Trennscheiben 20, 22 und 40 mm werden große, verstärkte Träger mit einem Montagedurchmesser von 8 mm empfohlen		Packung á 5 Stück 9,50 €		

Mindestbestellmenge: 10 Stück einer Sorte.

\* Alle Preisangaben in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ggf. anteiliger Versand- und Verpackungskosten. Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Versandkostenfreie Lieferung ab einem Nettowarenwert von Euro 500,00. Staffel- und Händlerpreise gern auf Anfrage. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dentalimpulse.de/agb.html](http://www.dentalimpulse.de/agb.html) einsehen und ausdrucken können.

**DENTAL**impulse

BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Revisionsstand 2011//1