



# TECHNIK

Präzision • Tradition • Leidenschaft



„QUALITÄT IST  
DIE SUMME AUS  
ERFAHRUNG,  
INNOVATION UND  
VERANTWORTUNG“

(DEKEMA)

## AUSTROMAT® D4

Keramikofen komplett mit Pumpe,  
serieller Computerschnittstelle,  
Schnittstellen-Kabel, DREAM® V2.X\*,  
Silberprobenset und Pinzette.  
Gehäuse Aluminium, silber eloxiert

Andere DEKEMA-Keramiköfen,  
finden Sie auf der Rückseite ➔

# DENTALimpulse

BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

www.dentalimpulse.de

Sülldorfer Kirchenweg 133  
D 22589 Hamburg  
Telefon 040 636 520 23  
Freefax 0800 879 30 29

## AUSTROMAT® $\mu$ SiC®



Hochtemperaturofen zum Sintern bis 1600°C. Komplett mit Starterset zum Sintern in 3 Ebenen, Ethernet- und USB-Schnittstelle, USB-Terminal, X-DREAM® \*\* und Bedienungsanleitung in 19 Sprachen. Gehäuse Aluminium, silber eloxiert

## AUSTROMAT® D4press



Dualfunktion Brennen & Pressen mit einem Stempel. Presskeramikofen komplett mit Pumpe, 1 x Brenn- und 1 x Presstisch. Serielle Computerschnittstelle, Schnittstellen-Kabel, DREAM® V2.X\*, Silberprobenset und Pinzette. Gehäuse Aluminium, silber eloxiert

## AUSTROMAT® 354 press-i-dent®



Dualfunktion, Brennen & Pressen universal oder mit trixpress®. Presskeramikofen komplett mit Pumpe, Touchscreen, Ethernet- und USB-Schnittstelle, Ethernetkabel, X-DREAM® \*\*, Silberprobenset und Pinzette. Gehäuse Aluminium, silber eloxiert

## AUSTROMAT® baSiC®



Hochtemperaturofen zum Sintern bis 1560°C. Komplett mit Ethernet- und USB-Schnittstelle, USB-Terminal, X-DREAM® \*\* und Bedienungsanleitung. Gehäuse Aluminium, silber eloxiert

\* DREAM® (DEKEMA Remote Access Management) Programmier-, Archivierungs- und QM-Software. Datenschnittstelle zwischen Ofen und Computer wird nach kostenloser Registrierung durch DEKEMA freigeschaltet.  
\*\* X-DREAM® – automatischer E-Mail Versand und Protokoll mit QM-Info über PC

**BESTELLSHOTLINE 040 636 520 23**

**DEKEMA Listenpreise:**

<b>AUSTROMAT® D4</b>	<b>€ 5.750,00</b>
<b>AUSTROMAT® D4press</b>	<b>€ 6.450,00</b>
<b>AUSTROMAT® 354 press-i-dent®</b>	<b>€ 8.350,00</b>
<b>AUSTROMAT® baSiC®</b>	<b>€ 10.900,00</b>
<b>AUSTROMAT® <math>\mu</math>SiC®</b>	<b>€ 16.500,00</b>

Alle Keramiköfen komplett mit Pumpe. Weitere DEKEMA-Öfen und Zubehör gern auf Anfrage.

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. AUSTROMAT®  $\mu$ SiC® und AUSTROMAT® baSiC® zzgl. Verpackungspfund € 270,00.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dentalimpulse.de/agb.html](http://www.dentalimpulse.de/agb.html) einsehen und ausdrucken können. Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

AUSTROMAT® ist ein eingetragenes Warenzeichen der DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH.

Nutzen Sie auch die Möglichkeit von Leasing- und Kompensationsgeschäften.